

GUANTE NITRILO DESECHABLE CALIBRE 6



PRODUCTO	GUANTE NITRILO NEG C6 26CM LOW DERMA
MARCA	LATEXPORT
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2019DM-0020518

COMPOSICIÓN

Nitrilo

TALLAS

S – M- L

COLOR



VIDA ÚTIL

3 años. Se garantiza siempre y cuando el empaque esté intacto y se mantengan las condiciones de almacenamiento indicadas por el fabricante.

CARACTERÍSTICAS Y USOS DEL PRODUCTO

- Protege contra la contaminación de materiales infecciosos tales como: virus, bacterias, sangre y fluidos corporales.
- Dedos texturizados para un mejor agarre.
- Ambidiestros, cada guante se puede usar en mano izquierda o derecha.
- Manipulación de productos químicos.
- Manejo de cosméticos (belleza), procedimientos en tatuajes y piercing.
- Producto apto para el contacto con alimentos.

MÉTODO DE INSPECCIÓN Y ESTÁNDARES APLICABLES

MÉTODO INSPECCIÓN	ASTM D6319 y EN 455-1/2/3 (Versión actual)
ESTÁNDARES APLICABLES	Fabricado bajo: ISO 13485, can/csa ISO 13485, ISO 9001, US FDA sistema de gestión de calidad, ISO 374-1 tipo, marcado ce.

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN			
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	SIN ENVEJECER (ASTM)	ENVEJECIDO (ASTM)	INSPECCIÓN INTERNA NIVEL / AQL
RESISTENCIA A LA ROTURA (MPa)	Min. 14	Min. 14	S2/AQL 4.0
ALARGAMIENTO A LA ROTURA (%)	Min. 500	Min. 400	
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	SIN ENVEJECER (EN)	ENVEJECIDO (EN)	INSPECCIÓN INTERNA NIVEL / AQL
FUERZA A LA ROTURA (N)	Min. 6.0	Min. 6.0	n = 13 (Valor medio)

DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL PRODUCTO

TALLA	ANCHO (mm)	LONGITUD (mm)	INSPECCIÓN INTERNA NIVEL / AQL	ESPECIFICACIÓN (a una sola pared)	CALIBRE (mm)
S	85 ± 5	Min. 260	S2/AQL 4.0	Palma (centro de la palma)	Min. 0.08
M	95 ± 5				
L	106 ± 5				

PRESENTACIÓN COMERCIAL

TALLA	UNIDAD DE EMPAQUE	CAJA MÁSTER	EAN 13	EAN 14
S	Display x 100 und	10 Display x Caja 1000 und x Caja	7707173038290	17707173038297
M			7707173039464	17707173039461
L			7707173035398	17707173035395

DIMENSIONES DE LA CAJA MÁSTER

- o Alto: 25.3 cm
- o Ancho: 25.3 cm
- o Largo: 36 cm

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar seco, controlando condiciones de temperatura (10°C y 30°C) y humedad (30% y 70%).

PRECAUCIONES Y RESTRICCIONES DEL PRODUCTO

- o Reemplazar el producto inmediatamente si se encuentra roto, desgastado o perforado.
- o No reutilizar, producto de un solo uso.
- o En caso de alergia a los componentes suspenda su uso y consulte a su médico.
- o Mantener alejado de fuego, chispas y otras fuentes de ignición.
- o Almacenar en un lugar fresco y seco.