

MASCARILLA RESORTADA 3 CAPAS



PRODUCTO	MASCARILLA RESORTADA 3 CAPAS
MARCA	LATEXPORT
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2024DM-0028627

COMPOSICIÓN

POLIPROPILENO (PP) / MB

TALLAS

ÚNICA

COLOR



VIDA ÚTIL

3 años. Se garantiza siempre y cuando el empaque esté intacto y se mantengan las condiciones de almacenamiento indicadas.

CARACTERÍSTICAS Y USOS DEL PRODUCTO

- Diseñada usando materiales livianos para facilitar la respiración y proveer más comodidad y frescura.
- La mascarilla cuenta con 3 capas que ayudan a proteger el riesgo de la exposición a partículas suspendidas en el aire.
- Minimiza la retención del calor de la respiración y reduce la posibilidad de irritación de la piel.
- Posee una pieza nasal recubierta la cual se ajusta perfectamente al arco nasal para prevenir un posible efecto de escape o penetración de contaminación.
- Preparación, proceso y servicio de alimentos.
- Labores médicas, trabajos en laboratorio.

DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL PRODUCTO

LARGO DE LA MASCARILLA (cm)	PLIEGUES	TAMAÑO DEL ELÁSTICO (cm)	ANCHO (cm)	LONGITUD DEL ALAMBRE (mm)
17.5 +/- 0.5	3	17.0 +/- 1	9.5 +/- 0.5	12.0 +/- 0.5

COMPOSICIÓN DE LA MASCARILLA	
Capa externa	Tela no tejida de Polipropileno
Capa media	Tela no tejida fundida por soplado de Polipropileno
Capa interna	Tela no tejida de Polipropileno
Alambre	Pinza nasal
Elástico	Tejido algodón-lycra

PRESENTACIÓN COMERCIAL

TALLA	EMPAQUE	UNIDAD DE EMPAQUE	CAJA MÁSTER	EAN 13	EAN 14
ÚNICA	GRANEL	50 unds x display	40 display x caja 2000 unds	7707173039365	17707173035562
	INDIVIDUAL	50 unds x display	40 display x caja 2000 unds	7707173039853	17707173039850

DIMENSIONES DE LA CAJA MÁSTER

- Alto: 54 cm
- Ancho: 39 cm
- Largo: 61 cm

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

El producto deberá ser almacenado en un ambiente oscuro, fresco y seco, a temperaturas entre 10 y 40°C. proteger de fuentes de luz ultravioleta, como la luz solar y agentes oxidantes.

PRECAUCIONES Y RESTRICCIONES DEL PRODUCTO

- Reemplazar el producto inmediatamente si se encuentra roto, desgastado o perforado.
- Uso personal.
- En caso de alergia a los componentes suspenda su uso y consulte a su médico.
- Mantener alejado de fuego, chispas y otras fuentes de ignición.
- La mascarilla no debe ser sometida a procesos de altas temperaturas, ya que al ser un material termoplástico puede emitir vapores cuando se expone a estos procesos.
- Lavar las manos antes y después de utilizarlo.
- Se deben considerar las precauciones recomendadas por normas de bioseguridad, desechar como residuos peligrosos biológico-infecciosos.